

FUJIIRYŌKI

CYBER-RELAX

home use
Destiné à un usage privé

PRO

Massage Chair :
Fauteuil de Massage : **MR8000**


User manual
Manuel de l'utilisateur

Category: machinery and appliances
general designation: household electric massage chair

Catégorie: machines et appareils.
Désignation générale: fauteuil de massage électrique à usage personnel



Intertek
5023405



Purpose of use, effect-efficacy

Substitution of massage for home-use

- Thank you very much for purchasing Fujiiryoki massage chair.
- Carefully read this operation manual before use and only use as directed.
- Please read the safety precautions on pages 4-11 before use.
- Keep this operation manual where it will be readily available for future referral.
- Please recycle the outer packaging material where possible.

Objectif de l'utilisation, effet-efficacité

Substitution au massage pour un usage privé

- Nous vous remercions d'avoir acheté le fauteuil de massage Fujiiryoki.
- Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation et respectez impérativement les consignes.
- Veuillez lire les précautions de sécurité figurant dans les pages 46 à 53 avant toute utilisation.
- Conservez ce manuel d'utilisation à portée de main.
- Veuillez recycler le matériel d'emballage extérieur dans la mesure du possible.

Contents

Before use

- IMPORTANTSAFETY INSTRUCTIONS .. 4
- Place massage chair 12
- Assembly instruction 14
- Before use 17
- Names and functions of each part .. 20

How to use

- Main menu 24
- Various settings 26
- Auto course 27
- Manual course 32
- Health check 36
- Favorite 37
- DIY course 38
- Heater 40
- Other functions 41
- Ending the Massage 42

Maintenance

- Cleaning and Maintenance 43
- Troubleshooting 44
- Product Specification 45

Contenu

Avant l'utilisation

- CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .. 46
- Placer le fauteuil de massage 54
- Instructions de montage 56
- Avant l'utilisation 59
- Noms et fonctions de chaque pièce .. 62

Comment utiliser



- Menu principal 66
- Réglages divers 68
- le parcours automatique 69
- le parcours manuel 74
- le bilan de santé 78
- les favoris 79
- le PROGRAMME DIY 80
- l'appareil de chauffage 82
- Utilisation d'autres fonctions 83
- Après utilisation 84

Entretien



- Nettoyage et entretien 85
- Dépannage 86
- Spécifications du produit 87

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- Read these "Important Safety Instructions" before use and use this product properly
- These important safety instructions are prescribed to ensure correct usage of the product, and to prevent injury and damage to the user and other persons.
- Following are the display and contents.
- Please keep to the regulations as these are important instructions for your safety.

| | |
|--|---|
|  DANGER | Improper usage may result in serious injury or death. |
|  WARNING | Improper usage may result in injury or damage to property.* |


*Property refers to houses, household belongings, domestic animals and pets.

| | |
|--|--|
|  | <p>⊘ Prohibited actions The prohibited action is illustrated inside the illustration (for example, the illustration on the left refers to "Prohibiting disassembling")</p> |
|  | <p>● Directives, actions which are compulsory The prohibited action is illustrated inside the illustration (for example, the illustration on the left refers to "unplugging the power plug")</p> |

- Always keep this operation manual where it will be readily available for referral.
- Attention: When disposing of this product and/or its accessories, do so in accordance with local laws and regulations. For details, please refer to your local authority.



DANGER

| | |
|---|--|
|  | <p>Because this equipment has a built-in heater and the surface becomes hot, person who are not sensitive to heat should pay attention to use. Pay full attention when it falls under the following.</p> <ul style="list-style-type: none"> •elderly, ailing person, those who cannot operate by themselves •persons who took medicine that cause drowsiness (sleeping pills, cold medicine) •persons with heavy drinking, heavy tiredness •persons with hematogenous disorder (diabetes, etc.) •persons who receive a note from the doctor •people with weak temperature sense. <p>There is a risk of low temperature burns, dehydration.</p> |
| | <p>The following persons must consult a medical physician before using this product.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Persons using a medical electronic device embedded in the body such as a pacemaker susceptible to the electromagnetic disturbances. •persons with malignant tumors. •persons with heart diseases. •persons who are pregnant or those immediately after childbirth. •persons who suffer from paresthesia related to peripheral circulatory disturbance due to diabetes etc. •persons with wounds on their skin. •persons in need of repose. •persons with Temperature sensory loss. •persons with body temperatures exceeding 38°C. (when strong acute inflammation symptoms, malaise, hills, blood pressure fluctuations are observed, when debilitated) •persons with herniated discs. •a person with tendovaginitis. •persons who suffer from osteoporosis, spinal column fractures, or acute pains. •persons with abnormalities in the spine, or those whose spines are bent. •persons who feel an abnormality on the body not prescribed above, persons in treatment by a doctor. |






IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS





DANGER

| | |
|---|---|
| | <p>If the chair stops moving or any abnormalities occur, unplug the power plug and contact the point of purchase for an Electrification, short circuits and fire may occur.</p> |
| | <p>Take care of the movements of the knead balls when massaging around neck. Avoid excessive massaging or massaging the front of the neck. Accidents or injuries may occur.</p> |
| | <p>When reclining or lowering the footrest, always check underneath and surroundings the footrest for people, pets, and other items. Accidents or injuries may occur.</p> |
| | <p>When reclining or lowering the footrest, be careful not to get hands, fingers, feet, head caught underneath the footrest or backrest. ●underneath the chair itself ●backrest, seat, clearance of armrest ●clearance of footrest, seat, armrest ●underneath the footrest, the back of footrest ●clearance between arm and armrest ●behind the backrest Accidents or injuries may occur.</p> |
| | <p>Before use, check underneath the back pad to make sure that there are no rips or tears in the cover cloth of the seat back. (Should there be any rips or tears, no matter how small, immediately discontinue use, disconnect the power cord, and ask for repairs to be conducted). Continued use with rips or tears in the cloth of the seat back may cause electric shocks or injuries.</p> |
| | <p>Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.</p> |
| | |
| <p>The following people are strongly recommended not to use this product. Certain prohibited from receiving a massage by a medical physician. (for example, those suffering from thrombosis, severe aneurysm, acute varicose veins, various kinds of dermatitis and skin infections (including inflammations of subcutaneous tissue), etc.)</p> | |
| <p>Do not remove, rip or cut the cover of the chair (backrest, footrest) on purpose. Never use the chair with the cover removed or torn as clothes and hair may get caught in the knead balls.</p> | |
| <p>Do not use the chair other than on the designated voltage. Fire or electrification may occur.</p> | |
| <p>Do not use the chair when the power cord or its plug is damaged, or when the receptacle is loose. Contact your point of purchase for repairs if the power cord or power plug are damaged in any way. Continued usage may result in electric shocks, shortage, or even fire.</p> | |
| <p>Surely plug the power plug to the root and keep away from the dust. Doing so may cause damage, fire and electrification.</p> | |
| <p>Do not allow unattended children or people unable to declare their own intentions to use this chair. Do not allow infants near the chair. Electrification or injuries may occur.</p> | |
| <p>Do not allow children to play or get on the chair. Accidents or injuries may occur.</p> | |
| <p>Do not connect or disconnect the power plug with wet hands. Electrification may occur.</p> | |




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

|  DANGER | |
|---|---|
|  | Never use pins or other metallic fasteners with this appliance. |
|  | Carefully examine the covering before each use. Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking. |
|  | Do not use or store in the bathrooms or places of high humidity or moisture. Electrification, fire, accidents, and moulding may occur. |
|  | Never remodel or decompose/repair by yourself. Fire or injury due to abnormal action may occur. |

|  WARNING | |
|--|---|
|  | Usage of this product should be limited to 30 minutes for each use. Continual use on the same part of the body should be limited to 5 minutes. Prolonged use may damage muscles and nerves.(Only use for 30 minutes per day.) |
| | The following persons should consult a medical physician before using this product. <ul style="list-style-type: none"> ●persons whose muscles have become weak due to increasing age, and those who are of slim build. ●persons suffering from lower back pain caused by bones or internal organs. ●persons easily bruised, susceptible to sprains. ●persons who suffer from intense motion sickness. ●persons who have undergone internal organ or heart operations. |
| | If any rashes, reddening of the skin, itches or similar symptoms appear after using this product, immediately stop using and consult a physician. Accident and ill health may occur. |
| | An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet. This may result in accidents due to children's mischief. |
| | Use the chair on a level surface. Do not use outdoors. Damage or accidents may occur. |
| | Make sure operation buttons and timers are operating normally before use. Accidents or injury may occur. |
| | Read the operation manual once again and confirm the product is operating normally before using the chair after a prolonged period of non-use. Accidents or injury may occur. |
| | Confirm no items get caught in the chair (backrest, footrest, armrest) before use. Never drop or insert any object into any opening. Accidents or injury may occur. |
| | Do not place feet or hands on the footrest when the footrest is retracting. Accidents or injury may occur. |
| | When any physical abnormalities appear or are felt during operation, stop using the product immediately and consult a physician. |
| Sit down slowly after confirming the knead balls are located at the storage position. Accidents or injury may occur. | |
| Use weak stimulation massage when you start to use. Injury may occur. | |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

| | |
|---|---|
|  | <p>Make sure the ground terminal is installed. Damages or electrification may occur when ground terminal is not installed.</p> |
|  | <p>Turn the power switch OFF and unplug the power cord immediately in times of power shortages. When power is restored accidents may occur.</p> <p>Unplug the power plug by holding the actual power plug and not the cord. This may cause electrification, short circuits, or fire.</p> <p>Unplug the power plug when not using the chair. This may cause a fire due to insulation degradation by dust or humidity.</p> <p>When maintaining the chair always unplug the power cord. This may cause electrification or injury.</p> |
|  | <p>Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.</p> <p>Never drop or insert any object into any opening.</p> <p>To disconnect, turn all controls to the off position, than remove plug from outlet.</p> <p>The appliance is intended for household use.</p> <p>Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Do not use on sensitive skin or on a person with poor blood circulation. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering.</p> <p>Do Not Crush - Avoid sharp folds.</p> <p>Do not damage the power cord or power plug. ●Do not hurt ●Do not damage ●Do not process ●unreasonably bend or pull. ●Do not twist ●Do not tie ●Do not place heavy items on the power cord. ●Do not get the power cord caught, especially when moving the chair. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair. Continued usage may result in electric shocks, shortage, or even fire.</p> <p>Do not use immediately after eating or consuming alcohol. Nausea, illness, accidents or injury may occur.</p> <p>Do not close to stoves or other sources of fire, nor smoke whilst using the chair. Do not use on heated carpets or other heating equipment. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, Electric shock, or injury to persons. Keep the cord away from heated surfaces. This may cause fire.</p> <p>Do not stand on the seat, or get on the seat back, footrest, arm or shoulder portion of the chair. The user or chair may rollover and injury or accidents may result.</p> <p>Do not stand or sit down on upper part of the backrest, the front of the seat or on the footrest when the chair is reclining. The user or chair may rollover and injury or accidents may result.</p> <p>Do not try to sit or get up from the chair when the chair is reclining or the footrest is elevated. The user or chair may rollover and injury or accidents may result.</p> |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING



Do not use accessories other than those which accompany the chair. Doing so may cause product malfunction.

Do not use the chair whilst wearing earrings, necklaces, scarves, or other ornaments. This may cause injury.

Do not use the chair whilst wearing hard objects on the head, such as hair ornaments. This may cause injury.

Do not use thigh or hip massage with hard objects in pockets. This may cause accidents or injury.

Do not use while naked. Direct massages on the naked body may damage the skin.

Do not use on the elbow, knee, head, abdomen areas. Do not get hands or feet caught in the knead balls. Injuries may occur.

Do not pull out the power cord, or turn off the power switch whilst using the chair. This may cause accidents or injury.

Do not sleep whilst using the chair. This may cause ill health or injury.

Do not move the chair while people or items are on the chair. Damage or injuries may occur.

Make sure no more than 1 person is on the chair at any one time. Doing so may result in damage to the chair or injury.

Do not wipe with benzine, paint thinner or alcohol, nor spray with any pharmaceutical sprays. This may cause fire or electrification.

Not to be used for purposes other than massage purposes. This may cause damage or accidents.

Do not use other therapeutic equipment whilst using this product. This may cause ill health or accidents.

Do not haul the chair itself or move with the casters on the floor where it easily gets scratches.

Do not overturn the chair or subject the chair to any strong shocks. Damage or injury may occur.

Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.

Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING



Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

Keep the cord away from heated surfaces.

Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

Keep children away from extended foot support, back support (or other similar parts).

Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.


Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

Please do not listen at high volume.
Listening at a high volume for a long time may damage your hearing.

When using the massage chair, the arm should not be placed on the wireless charger. The minimum distance between the arm and the wireless charger is 80mm.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

- 1) Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- 2) Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- 3) Carefully examine the covering before each use. Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking.
- 4) Keep Dry – Do not operate in a wet or moist condition.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1) An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- 2) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 3) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- 4) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- 5) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- 6) Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- 7) Keep the cord away from heated surfaces.
- 8) Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- 9) Never drop or insert any object into any opening.
- 10) Do not use outdoors.
- 11) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 12) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- 13) Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Do not use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 14) Do Not Crush – Avoid sharp folds.
- 15) Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
- 16) Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
- 17) Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- 18) Do not use massager in close proximity to loose clothing or jewelry.
- 19) Keep long hair away from massager while in use.
- 20) This appliance is intended for household indoor use.


GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product

– if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120-V circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A in below Figure. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.




Place massage chair

Required space for installation

Make sure there is enough space so that the massage chair can be tilted, and the back end of the massage chair should be at least 4 inches away from the wall.


Do not expose the massage chair to direct sunlight or high-temperature environments (such as in front of heating equipment). For long-term use in designated locations, it is recommended to lay soft cushions. When laying the mat flat, the size should be enough to cover the area where the machine contacts the floor and the area where the feet contact the floor.



How to lift the massage chair

Support the bottom sides of the stand, and rear side then lift and move. Since the machine is heavy, please be careful when carrying it to avoid straining your back. (Lifting this machine must be carried by three or more persons.)

1. Please lift the massage chair to move it on fragile surfaces such as wooden floors.
2. When moving on a wooden floor, it is recommended to lift the chair to avoid damages on the floor by the casters. When lifting and moving the chair to a designated position and lowering it, be careful to keep your hands and feet out of the way to avoid the severe injuries. Do not let go of the machine until it is completely in flat position to prevent any damages or injuries. It is recommended to place mats or other protectors on the floor.




Place massage chair

How to move the massage chair using casters

Use the rear casters to move the massage chair. According to the method shown in the picture, tilt the chair downwards and backwards about 45° to move it.

Note: Do not press down too much to avoid product damage or injury to the carrying person by falling down the chair. (Carrying this machine using the casters must be carried by two or more persons.)

1. Before moving, you need to shut down the machine correctly, completely restore the backrest and legrest position, and then remove the power supply from the product.
2. The product must be left empty when moving. Do not allow people, pets or debris to stay on the product.
3. When using the casters to move the chair, Avoid obstacles exceeding 1inch in height or 1inch in width.
4. The casters are not designed for long-distance movement. For distances exceeding 166 feet, move the product slowly and steadily in short segments.




Assembly instruction

■ Assembly instruction for armrest


Step 1

Insert the wiring harness assembly and air hose on the steel frame into the armrest plug and air hose plug, respectively, and join them securely.



Step 2


Lift the front end of the armrest and tilt it, then place the rear end of the armrest with the roller into the side of the main body, and push the armrest backward and upward, and push the roller to the limit position of the slot.



Hook docking position illustration

Step 3

Press the front end of the handrail down, and the hook position on the handrail is hung into the tubing of the steel frame assembly; the screw position on the front side of the handrail is aligned with the steel frame assembly to reveal that it is assembled in place; and Use 2 spacers and 2 hexagon socket head cap screws for locking.




Assembly instruction

■ Controller Assembly instruction

Step 1


Connect the cord for the control panel

*Insert the terminal according to the groove position and secure the fitting.




Step 2

Align the bracket with the front hole of the armrest (right) and fasten it with M5*16 screws.



Step 3



After the entire bracket is installed, shake the bracket lightly to confirm whether it is firmly installed; the bracket installation is complete.



Step 4

Turn on the power switch and recline the chair.

(After powering on, the chair will automatically rise up.)




*Align the bottom first, then fit the top.

Assembly instruction


■ Assembly instruction for Footrest

Step 1 Lift up the seat pad.



*It will be easier to work with if you lift it up.


Step 2 Insert the wire and tube of the footrest into the front connector of the steel frame assembly.



*When connecting the connector, be careful not to hold the cord.

*Insert firmly all the way to the base.


Step 3 After the wire connection is completed, open the fixing covers of the footrest on both sides of the steel frame assembly. Lift the footrest, put them into the slot, then flip the fixing cover down, fixing them with two M5*16 screws.



Before use

Check around

Make sure there are no people, pets, or other objects around the unit.





Before use

Anti-pinch safety: automatic anti-pinch function

Footrest Anti-Pinch Sensor Instructions

This product has a anti-pinch function in the footrest. During massage, if the sensor detects a foreign object under the footrest, on the back of the footrest, or on the sole of the footrest, the anti-pinch function will be triggered, the massage chair will be temporarily suspended, and the controller will display a warning message. After removing the foreign object, press the "OK" button to resume the massage.




Footrest anti-pinch warning message


Before use

Turn on the power


CAUTION



1
Connect the power cord on the chair



2
Connect to power source



3
Turn on the power switch ("I" position)


DANGER

Please check whether the power cord and power plug are damaged before use.
Please supply power to this product in accordance with the calibrated working power requirements of this product.
It is strictly prohibited to use power supply other than the rated power supply of this product.
It is strictly prohibited to connect various power conversion devices to power this product without authorization.

Names and functions of each part

Main unit

Front side



01.Pillow (Neck air massage / heating)

02.Head LED light

03.Back pad
Lean back comfortably on backrest

04.Remote control panel
Start massage

05.Back pad heater
Built-in heater in back pad

06.Arm heater
Heater built into the front of the arm section

07.Calf heater
Heater built into the side of the calf

08.Anti-pinch sensor


09.Ambient LED light

10.3D digital speakers
Enjoy the music with Bluetooth or built-in music


11.Quick Keys
Quick access to various functions

12.Automatic leg length detection
Automatically adjusts the length of the Footrest


13.LED light motion sensor



Accessories



Seat cushion




Sole pad

Names and functions of each part


Main unit

Back




- 01.Handle
Lifting massage chair
- 02.Power switch/power cord
Power on/off
- 03.Carrying casters

Massage area




- 04.Neck
Air massage for the neck
- 05.Shoulder
Shoulder air massage
- 06.Back (upper massage unit)
Massage the entire back from the neck to back.
- 07.Arms
Air pressure massage for the arms
- 08.Seat side
Air massage around the pelvis
- 09.Seat (lower massage unit)
Massage the lower back and the back of the thighs.
- 10.Calf
Air massage of the calves
- 11.Back of the calf
Roller massage for the back of the calf
- 12.Foot
Air massage of the foot
- 13.Foot sole
Roller massage of the sole of the foot

 Dual Massage Mechanism
Operating Range

Names and functions of each part


Remote control



01.Power button : Turns the power on and off

02.Control : Display/operation of individual items/content

Charging ports




03.USB charging port

04.Wireless charger

Names and functions of each part

Quick Keys



- 01.Power button : Turns the power on/off
- 02.Knob : adjusts the chair reclining angle




- 03.Pause : all movements pause/resume
- 04.Zero Gravity : Recline to the Zero Gravity position/ Upright (Restore)
- 05.Heater : Turns the all heater on/off
- 06.Neck air : Turns the neck air on/off (during massage)
- 07.Leg massage : turn on/off foot and calf roller massage (during massage)
- 08.Favorite : Select favorite auto courses

Main menu

■ Recommended page

○ You can quickly choose one of three recommended massage courses in your preference.



01.GENTLE : Starts the MEDITATION course.

02.STRETCH : Starts the DYNAMIC course

03.DEEP TISSUE : Starts the SHIATSU course.

04.HOME : Go to the home menu

05.Language selection bar : Selects the display language

06.POWER : Turns power on/off

07.PAUSE : Pause all operations/ resume

08.DIY COURSE : Create and run a user customized course

09.FAVORITE : Displays/selects the most frequently used courses in a ranking list

10.AUTO COURSE : Go to the automatic course selection

11.MANUAL : Go to the manual massage selection

12.HEALTH : Go to the health scan for generating a recommended massage course


13.SETTING : Go to the various settings

14.Back button : Return to the massage operation screen (During massage operation)

15.Bluetooth display : Displays the Bluetooth connection status.

Main menu

■ Home



01.RECOMMEND : Go to the recommend menu

02.AUTO COURSE : Go to the automatic course selection.


03.MANUAL : Go to the manual massage selection

04.FAVORITE : Displays/selects the most frequently used courses in a ranking list

05.DIY COURSE : Create and run a user-customized courses

Various settings

■ Settings



01.Language : Display the language selection

02.Bluetooth setting : Select from ON / OFF / AUTO

03.Screen brightness adjustment : Brightness can be adjusted

04.Relaxation sound : Turn on/off, switch the background music

05.Auto Upright : Set the backrest to automatically stand up after the massage is finished.

06.LED : Turn on/off the Ambient LED light during massage.

07.LED motion sensor : Turn on/off the function of LED motion sensor.

When this function is on, the chair automatically lit up all the external LEDs for 15 seconds when user approaches front side of the chair.

08.Child lock : Set child lock

In the case of locking, all keys are disabled, and the method of unlocking is to press & hold the lock icon on the screen for about 5 seconds

Bluetooth settings

There are three modes for Bluetooth settings.

Bluetooth OFF AUTO : Bluetooth function is off

Bluetooth ON AUTO : The chair device name can be searched by the user's device

Bluetooth ON AUTO : Chair automatically connecting to the last connected device when power on.

How to use Auto course

1. Select the auto course



01. Selecting a category : Switching course categories

02. Auto course : Select an auto course

03. Course Description : Displays the description of the automatic course.

Example of Auto course description: REJUVENATE



- Displays the detailed content of each course.

How to use Auto course

■Auto course details

○REJUVENATE

SWEDISH : A full-body course that utilizes gentle, relaxing strokes and kneading techniques.

REVIVE : Provides a versatile massage experience, infusing vitality into the body through various techniques and leg stretching.

RESTORE : Relaxing with comprehensive massages that will release the lumbar pressure in the zero gravity position.

SHIATSU : Focusing on various acupressure techniques to release tension and promote circulation, including leg stretching.

ENERGIZE : Providing deep tissue massages for the back muscles, releasing tension with fast-paced techniques to boost vitality.

○STRETCH

THAI : Deep stretching massages inspired by traditional Thai techniques to promote flexibility in the waist and legs.

DYNAMIC : Flowing through continuous stretching for the back, legs, arms, and shoulders without prolonged holds.

STATIC : Slow, intense stretching to maintain muscle and joint relaxation for longer periods, improving overall flexibility.

DEEP : Body is fully reclined to enhance the stretching experience with 3D lumbar acupressure and traction.

RELAX : Seamlessly combines various stretching functions to provide a calm and comfortable stretching experience.

○FOCUS

NECK : Focusing on relieving neck fatigue.

UPPER BACK : Focusing on relieving back fatigue.

LOWER BACK : Focusing on relieving lower back fatigue.

LEGS : Focusing on relieving legs and feet.

GLUTES : Focusing on relieving glutes and hips

○RELAX

UNWIND : Soft touches and a variety of massage functions for comprehensive relaxation.

CALM : Soft touch techniques, relaxed stretching and massages creating a sense of comfort and calm.

DREAM : Inducing a comfortable sleep, and the gentle contraction and relaxation of soft massages with a relaxing music.

COMFORT : Offering meticulous techniques focus on comfortably calming all parts of the body in various positions.

MEDITATION : Focusing on gentle shiatsu massages in a weightless posture with calming music, creating a tranquil space for deep relaxation and focus.


How to use Auto course

2. Auto detection of the back curve/shoulder position.

○ **Body scan** * Please flip the pillow back during the body scan



Body scanning page




A message when the body scan failed

- Please ensure your back and head are firmly against the backrest while scanning.
- If the shoulder detection fails, please adjust the sitting position correctly and press "RESTART".
- If you press "SKIP", the auto detection will not be performed, and you can manually adjust the position of the shoulder.

○ **Adjust the shoulder position manually**



Shoulder position adjustment page




- If the shoulder position is not accurate after auto body scan, press ▼▲ to adjust.
- Press "CONFIRM" or wait 8 seconds without pressing any buttons to confirm the shoulder position and start the massage.

How to use Auto course

3. Start the auto course

○Explanation of the page during auto course operation




- 01. Display course name : Display the selected course
- 02. Timer : Displays the remaining massage time / Adjust the massage time ± 5 minutes (max. 30 minutes, min. 5 minutes)
- 03. Display massage technique : Display the current massage technique
- 04. Compression : Displays the current air pressure massage intensity
- 05. Back Strength : Displays the intensity of the upper massage unit
- 06. ADJUSTMENT : Adjust the angle of the backrest and calf separately
- 07. COMPRESSION (Setting) : Select the air massage regions
- 08. HEATER : Turn on/off various heating areas
- 09. ZERO GRAVITY : Enter zero gravity position/ Upright position
- 10. CALF ROLLER : Turn on/off the calf rollers
- 11. FOOT ROLLER : Turn on/off the foot rollers
- 12. COMPRESSION (Intensity) : Adjusts the intensity of all airbags
- 13. FULL RECLINE : Adjusts the overall angle of the backrest and footrest up/down.
- 14. BACK STRENGTH : Adjusts the intensity of the upper massage unit

How to use Auto course


■ Various adjustment pages

○ Individual part adjustment



- 01.LEG IN/OUT : Adjusts the length of the leg
- 02.LEG UP/DOWN : Adjust the angle of the legs
- 03.FULL RECLINE : Adjust the entire chair angles at once
- 04.BACK RECLINE : Adjusts the backrest angle

○ Air massage settings page



- 05.Individual airbags : Turn on/off individual airbags
- 06.FULL BODY : Turn on/off all airbags

○ Heater setting page



- 07.Individual heaters : Turn on/off each heaters separately
- 08.ALL : Turn on/off all heaters


How to use Manual course

1. Auto detection of the back curve/shoulder position

○ **Body scan** * Please flip the pillow back during the body scan



Body scanning page




A message when the body scan failed

- Please ensure your back and head are firmly against the backrest while scanning.
- If the shoulder detection fails, please adjust the sitting position correctly and press "RESTART".
- If you press "SKIP", the auto detection will not be performed, and you can manually adjust the position of the shoulder.

○ **Adjust the shoulder position manually**



Shoulder position adjustment page



- If the shoulder position is not accurate after auto body scan, press ▼▲ to adjust.
- Press "CONFIRM" or wait 8 seconds without pressing any buttons to confirm the shoulder position and start the massage.

How to use Manual course


2. Select your preferred massage technique

○ Select the upper message unit technique



- 01. Switch between upper and lower message unit
- 02. BACK STRENGTH : 5 levels
- 03. HAND SPEED : 5 levels
- 04. HAND WIDTH : 5 levels of adjustable massage ball width
(Only subject to the tapping / rolling techniques)
- 05. HAND POSITION : selectable massage range, Spot / Partial / Whole
- 06. Massage technique selection : Stop and 19 massage techniques are selectable
- 07. Mix : Up to 4 massage techniques can be combined in the order of your choice to create the ideal massage experience. Each technique lasts approximately 40 seconds before switching to the next one. You can rearrange the order of the mixed techniques to suit your preference.

○ Select the massage technique of the lower message unit



- 08. Back button : Go to massage operation screen.
- 09. HAND SPEED : 5 levels
- 10. HAND WIDTH : 5 levels
- 11. HAND POSITION : Only spot is available for lower message unit
- 12. Massage technique selection: Stop and 10 massage techniques are selectable.
- 13. Mix: Up to 4 massage techniques can be combined in the order of your choice to create the ideal massage experience. Each technique lasts approximately 40 seconds before switching to the next one. You can rearrange the order of the mixed techniques to suit your preference.


※ Tap again a selected technique from the massage technique selection area (06/12)
Adding the same technique into the Mix section.

※ Tap again a selected technique from the selected Mix area (07/13) : Removing the selected technique.

How to use Manual course

3. Start manual course

○Manual course operation screen



01.Display course : Display the selected course

02.Timer : Displays the remaining massage time / ± 5 minutes Adjust the massage time (Max. 30 minutes, Min. 5 minutes)

03.Compression : Shows the current air pressure intensity of the massage

04.Back strength : Displays the intensity of the upper massage unit

05.ADJUSTMENT : Adjust the angle of the backrest and calf separately

06.COMPRESSION (Setting) : Select the air massage regions

07.HEATER : Turn on/off various heating area

08.ZERO GRAVITY : Enter zero gravity position / upright position.

09.CALF ROLLER : Turn on / off calf rollers

10.FOOT ROLLER : Turn on / off foot rollers

11.COMPRESSION (Intensity) : Adjust the intensity of all airbags

12.MASSAGE TECHNIQUE : Displays the current massage technique of the upper massage unit / switch massage technique.Tap to switch massage techniques

13.BACK STRENGTH : Adjusts the intensity of the upper massage unit

How to use Manual course

List of massage techniques

●Upper massage unit

| Massage techniques | Massage intensity | Massage speed | Massage width | Massage position |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Stop | ● | — | ● | Spot |
| Knead Up | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| Knead Down | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| 4D Knead Up | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| 4D Knead Down | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| Tapping | ● | ● | ● | Spot / Partial / Whole |
| 4D Tapping | ● | ● | ● | Spot / Partial / Whole |
| Wavelet | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| 4D Wavelet | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| Rolling | ● | ● | ● | Partial / Whole |
| Shiatsu | ● | — | ● | Spot |
| Stretch Shiatsu | ● | — | ● | Spot / Partial / Whole |
| Deep Shiatsu | ● | — | ● | Spot |
| Shoulder Grasp | ● | ● | — | Massage on shoulder position |
| 3D Knead Up | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| 3D Knead Down | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| 3D Tapping | ● | ● | ● | Spot / Partial / Whole |
| 3D Wavelet | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| Palmar Knead Up | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| Palmar Knead Down | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |

●Lower massage unit



| Massage techniques | Massage intensity | Massage speed | Massage width | Massage position |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| Stop | — | — | ● | Spot |
| Knead Up | — | ● | — | |
| Knead Down | — | ● | — | |
| 4D Knead Up | — | ● | — | |
| 4D Knead Down | — | ● | — | |
| Tapping | — | ● | ● | |
| 4D Tapping | — | ● | ● | |
| Wavelet | — | ● | — | |
| 4D Wavelet | — | ● | — | |
| Palmar Knead Up | — | ● | — | |
| Palmar Knead Down | — | ● | — | |

How to use Health check

■ What is the health check?


- It detects the user's physical information and recommends an auto course that is suitable for the user's physical condition based on the scan results.

1. Finger scan




- Place your index finger of your left hand on the sensor at the front of the armrest, ensuring that it is fully covered. And tap the "SCAN" to start the finger scan. Wait for the result and then tap "START" to run the recommended course.

2. Please sit relaxed during the finger scan.



- Do not move your index finger during the scanning and sit relaxed in the massage chair.
- If a recommended message cannot be generated, please rescan your index finger.

3. After the scanning is completed, press "Start" to enter the massage course.




- Press "START" or wait for 8 seconds to start the recommended auto course.
- To cancel, press "EXIT".

How to use Favorite

■ About favorite

○ Display the favorites page



- Automatically displays a ranking of the five most frequently used auto courses.
- Select the favorite course and start the massage.

How to use the DIY course


■ What is the DIY course?

All massage actions and settings performed during the DIY recording can be saved for up to 4 DIY courses and loaded as the user-created massage course [Items subject to recording]

- Body scan information
- Time (up to 20 minutes)
- Calf/foot roller setting
- Massage movement
- Air massage setting
- Heater setting
- Recline angle


1. Press "RECORD"

- If a pop-up window appears indicating that there is already saved data, select "Yes" to overwrite, or "No" to cancel.



How to use the DIY course

Recording



2. Perform a body scan

- For details on body scan, see page 29.

3. Select the massage action for each massage units

- After selecting, Tap the back button to enter the massage operation page.




Recording status is displayed


How to use the DIY course

4. Actions during Recording

- The various massage movements or settings are recorded in chronological order.
- The reclining angle is preset to the initial position. Adjust to the desired angle.
- To cancel or save during the recording, Tap "Time(• 00:00)" or other menu to see the pop-up option.
- To continue recording, press "KEEP RECORDING".
- To save the recording, press "SAVE".
- To cancel recording, press "CANCEL".




5. Automatically save after recording ends



- After the recording time is over, it is automatically saved in the designated slot.
- After saving the DIY course data, the "RECORD" and "LOAD" buttons light up.

6. How to load the DIY course

- Tap a "LOAD" button to start the DIY course in a saved slot.
- ※DIY course only acts as recorded. No adjustments are allowed during the DIY course.




How to use heater

■ Heater settings

- You can choose preferred heating positions
- When using heat without massage, the heater time can be set up maximum 30 minutes.




Heater settings page





■ About the back/stomach heater


- The shawl has a heating function for the back / waist; when placed in front of the body, it can warm up the chest and abdomen.



Heating area



For the back



For the abdomen

Precautions for using the heating shawl

1. Correct placement and use



When using the heater on the back, place it on both sides of the backrest to avoid the massage unit's path and use it after fixing its position with magnets.

2. Incorrect placement and use

When using the heater on the back, do not place the heater on the central massage area (middle of the backrest) or use it in a cross-over position. This could cause malfunctions or injuries.




CAUTION



Use of other functions

■ Using the child lock

- The "Child Lock" function is designed to prevent children from operating the appliance by mistake.
- To unlock, press and hold the icon for 5 seconds.




The locked page is displayed

■ Bluetooth connection method


1. Enter the main menu of the smart device, open "Settings," select the "Bluetooth" option, turn on "Bluetooth," and automatically "Search for new Bluetooth devices."
2. The device will search for the corresponding Bluetooth model (MR8000-XXXXXXX). Click the pairing button. If asked to pair with the device, select "Pair" to complete the pairing.
3. Open the music player of the smart device and select a song to play.

Ending the Massage


1. During the massage, press the armrest quick switch key to immediately turn off all massage functions, reset the backrest mechanism, or let the massage timer reach its limit, automatically turning off all massage functions and resetting the backrest mechanism.
2. Cut off the power supply to the entire machine (refer to the illustration for cutting off the entire machine power). Close the power switch (refer to the illustration). Unplug the power plug (refer to the illustration). Unplug the product connection power cord.



1 Turn off the power switch



2 Unplug the power plug
illustration



3 Unplug the product from
the power cord

Cleaning and Maintenance

Clean PU leather and plastic parts

Wipe the skin with a soft dry cloth

■Do not use chemicals such as thinner, gasoline, etc. to clean the unit.

■When using commercially available leather care products (rags), please follow the instructions for use.

■If the PU leather is particularly dirty, wipe it in the following way:

① Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then thoroughly wring it out thoroughly.

② Use the above soft cloth to wipe the leather surface.

③ Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung soft cloth.

④ Wipe with a wrung soft cloth.

⑤ Let it air dry naturally.


■When it is difficult to remove stains, please immerse commercially available melamine foam in neutral detergent, and then wipe the machine with it.

■Do not use a hair dryer to dry the surface.

■As the color of the fabric will stain the surface of the PU leather, be careful when wiping the chair with denim and colored fabrics.

■Do not keep these parts in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.

■PU leather may be discolored, so when using hair dye, please cover the touched part with a towel.



Troubleshooting

| | |
|----------|---|
| Issue | When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted. |
| Solution | Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached. |

| | |
|----------|---|
| Issue | The function does not work or some functions do not work after the machine is turned on. |
| Solution | After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage course or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 3 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode. |

| | |
|----------|---|
| Issue | The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture. |
| Solution | This product adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance. |

| | |
|----------|--|
| Issue | The massage rollers do not reach the position of the shoulders or neck. |
| Solution | If the head does not touch the headrest or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the chair, rest your head on the headrest, and then restart the operation from the beginning. |

| | |
|----------|---|
| Issue | The machine is damaged. The power cord or power plug is abnormally heating. |
| Solution | To prevent accidents, please contact the authorized service center immediately. |

For any uncertainties or questions regarding this product, feel free to contact the designated service personnel.

Product Specifications

| | |
|---------------------|-----------------|
| Product name | Massage Chair |
| Model name | MR8000 |
| Power supply | AC110-120V 60Hz |
| Rated time | 30 min |
| Power consumption | 210W |
| Safety structure | Class I |
| Maximum user weight | 300lb |
| Country of origin | Made in China |

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment contains a certified radio transmission module:



FCC ID : 2AOC9-ZENBDM10A

ICID : 27631-ZENBDM10A



 **Bluetooth**® The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by FUJIRYOKI is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez ces «consignes de sécurité importantes» avant toute utilisation et utilisez correctement ce produit.
- Ces consignes de sécurité importantes sont données pour garantir l'utilisation correcte du produit et pour éviter des blessures et des dommages à l'utilisateur et à d'autres personnes.
- Vous trouverez ci-dessous des informations sur l'affichage et le contenu.
- Veuillez vous conformer aux règles car celles-ci sont importantes pour votre sécurité.

| | |
|--|---|
|  DANGER | Une mauvaise utilisation peut entraîner de graves blessures ou la mort. |
|  AVERTISSEMENT | Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.* |

*Les dommages matériels concernent les maisons, biens personnels, animaux domestiques et animaux de compagnie.

| | |
|--|--|
|  | ⓧ Actions interdites L'action interdite est indiquée dans l'illustration (exemple, l'illustration de gauche indique "Démontage interdit") |
|  | ● Directives, actions obligatoires L'action interdite est indiquée dans l'illustration (exemple, l'illustration de gauche illustre "Débrancher la prise") |

- Conservez toujours ce manuel d'utilisation à portée de main.
- Attention: Effectuez la mise au rebut de ce produit et/ou de ses accessoires conformément aux lois et réglementations locales. Veuillez vous référer aux autorités locales pour plus de précisions.

DANGER

Cet équipement est doté d'un chauffage intégré et certaines de ses surfaces peuvent devenir chaudes. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention lors de son utilisation. Soyez vigilant si les utilisateurs sont dans l'une des situations suivantes.



- personnes âgées, malades, celles qui ne peuvent pas faire fonctionner l'appareil par elles-mêmes
 - personnes ayant pris des médicaments provoquant la somnolence (somnifères, médicaments contre le rhume)
 - personnes affectées par une consommation excessive d'alcool, une fatigue importante
 - Personnes affectées par un trouble hématogène (diabète, etc.)
 - personnes ayant reçu un avis du médecin
 - personnes avec une perception faible de la température.
- Il existe un risque de brûlures à basse température, de déshydratation.



Les personnes suivantes doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.




- personnes utilisant un dispositif électronique médical intégré dans le corps tel qu'un stimulateur cardiaque sensible aux perturbations électromagnétiques.
- personnes atteintes de tumeurs malignes.
- personnes souffrant de maladies cardiaques.
- personnes enceintes ou ayant accouché récemment.
- personnes souffrant de paresthésies liées à des troubles circulatoires périphériques dus au diabète, etc.
- personnes présentant des plaies cutanées.
- personnes nécessitant du repos.
- personnes affectées d'une perte sensorielle de la température.
- personnes dont la température corporelle dépasse 38°C. (lorsque de forts symptômes d'inflammation aiguë, des malaises, des collines, des fluctuations de la pression artérielle sont observés, en cas de débilité).
- personnes avec hernie discale.
- personnes souffrant de tendovaginite.
- personnes souffrant d'ostéoporose, de fractures de la colonne vertébrale ou de douleurs aiguës.
- personnes présentant des anomalies au niveau de la colonne vertébrale, ou dont la colonne vertébrale est déformée.
- personnes ressentant une anomalie corporelle non décrite ci-dessus, personnes suivant un traitement médical.

DANGER


| | |
|---|---|
|  | <p>Si le fauteuil ne bouge plus ou si des anomalies se produisent, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le point de vente pour une inspection/réparation. Risques de choc électrique, de courts-circuit et d'incendie.</p> |
| | <p>Attention aux mouvements des boules de pétrissage lors du massage du cou. Évitez les massages excessifs ou les massages de la partie antérieure du cou. Risque d'accident ou de blessure.</p> |
| | <p>Lorsque vous inclinez ou abaissez le repose-pieds, vérifiez toujours l'absence de personnes, d'animaux et d'autres objets sous le repose-pieds et à proximité. Risque d'accident ou de blessure.</p> |
| | <p>Lorsque vous inclinez ou abaissez le repose-pieds, veillez à ne pas vous coincer les mains, les doigts, les pieds ou la tête sous le repose-pieds ou le dossier. <ul style="list-style-type: none"> • Sous le fauteuil lui-même • Le dossier, le siège, le dégagement de l'accoudoir • Le dégagement du repose-pieds, du siège, de l'accoudoir • Sous le repose-pieds, le dos du repose-pieds • Le dégagement entre le bras et l'accoudoir • Derrière le dossier Risque d'accident ou de blessure.</p> |
| | <p>Avant toute utilisation, vérifiez sous le coussin du dossier que le tissu de la housse du dossier n'est ni déchiré ni abîmé. (En cas de déchirure ou de détérioration, aussi petite soit-elle, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et faites réparer). Une utilisation continue si le tissu du dossier du siège est déchiré ou détérioré peut entraîner des chocs électriques ou des blessures.</p> |
| | <p>Débranchez toujours cet appareil de sa source d'alimentation électrique tout de suite après son utilisation et avant de le nettoyer.</p> |
|  | <p>N'utilisez pas longtemps le dispositif de chauffage sur un même endroit du corps Si la chaleur est utilisée sur le même endroit pendant une longue période, des brûlures à basse température peuvent se produire, même si la température est relativement basse (40-60°C).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Les brûlures à basse température</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les brûlures à basse température affectent la partie profonde de la peau et provoquent des taches rouges ou des cloques. • Consultez immédiatement un médecin en cas de taches rouges ou de cloques. </div> |
| | <p>Il est fortement déconseillé aux personnes suivantes d'utiliser ce produit. Un médecin peut leur avoir interdit tout massage. (exemple: personnes souffrant de thrombose, d'anévrisme grave, de varices aiguës, de divers types de dermatites et d'infections cutanées (y compris les inflammations du tissu sous-cutané), etc.)</p> |
| | <p>Ne retirez pas, ne déchirez pas ou ne coupez pas délibérément le revêtement du fauteuil (dossier, repose-pieds). N'utilisez jamais le fauteuil si la housse est enlevée ou déchirée, car les vêtements et les cheveux pourraient se prendre dans les boules de pétrissage.</p> |
| | <p>N'utilisez pas l'appareil sur une tension autre que celle indiquée. Risque d'incendie ou de choc électrique.</p> |
| | <p>N'utilisez pas le fauteuil lorsque le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, ou lorsque la prise est mal fixée. Contactez votre point de vente pour des réparations si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés sous quelque forme que ce soit. Risque de choc électrique, de court-circuit ou même d'incendie en cas d'utilisation ininterrompue de l'appareil.</p> |
| | <p>Branchez complètement la fiche d'alimentation électrique et tenez-la à l'écart de la poussière. Risques de provoquer des dommages, un incendie et un choc électrique.</p> |
| | <p>Assurez-vous de surveiller les enfants ou les personnes non autonomes utilisant ce fauteuil. Ne laissez pas les enfants en bas âge s'approcher du fauteuil. Risque de choc électrique ou de blessures.</p> |
| | <p>Ne laissez pas les enfants jouer ou monter sur le fauteuil. Risque d'accident ou de blessure.</p> |
| | <p>Ne pas brancher ou débrancher la fiche d'alimentation les mains mouillées. Risque de choc électrique.</p> |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DANGER

| | |
|---|---|
|  | N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil. |
| | Examinez soigneusement le revêtement avant chaque utilisation. Mettez l'appareil au rebut si le revêtement présente des signes de détérioration, tels que des fissures, des cloques ou des craquelures. |
|  | Ne pas utiliser ou entreposer dans une salle de bain ou dans un lieu à forte humidité. Risque d'électrocution, d'incendie, d'accident et de formation de moisissures. |
|  | Ne modifiez, ne démontez et ne réparez jamais l'appareil vous-même. Risque d'incendie ou de blessure dus à un fonctionnement anormal. |

AVERTISSEMENT

| | |
|---|---|
|  | <p>Limitier le temps d'utilisation de ce produit à 30 minutes par séance. Une utilisation continue sur une même partie du corps ne doit pas dépasser 5 minutes. Une utilisation prolongée peut endommager les muscles et les nerfs. (A n'utiliser que pendant 30 minutes par jour.)</p> |
| | <p>Les personnes suivantes devraient consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • personnes de faible musculature en raison de l'âge et personnes de petite corpulence. • personnes souffrant de douleurs dans le bas du dos causées par des os ou des organes internes. • personnes facilement meurtries, sensibles aux foulures. • personnes souffrant d'un mal des transports intense. • personnes ayant subi une opération d'un organe interne ou du cœur. |
| | <p>En cas d'éruptions cutanées, de rougeurs de la peau, de démangeaisons ou de symptômes similaires après l'utilisation de ce produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Risque d'accident et de problèmes de santé.</p> |
| | <p>Ne laissez jamais un appareil branché sans surveillance. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant d'ajouter ou d'enlever des pièces. Pour le débrancher, mettez toutes les commandes sur la position arrêt, et retirez ensuite la fiche de la prise électrique. Les enfants peuvent provoquer des accidents par inadvertance.</p> |
| | <p>Utilisez le fauteuil sur une surface plane. Ne l'utilisez pas dehors. Risque d'endommagement ou d'accidents.</p> |
| | <p>Assurez-vous que les boutons de commande et les minuteries fonctionnent normalement avant toute utilisation. Risque d'accident ou de blessure.</p> |
| | <p>Relisez le manuel de fonctionnement et confirmez que le produit fonctionne normalement avant d'utiliser le fauteuil suite à une période prolongée de non-utilisation. Risque d'accident ou de blessure.</p> |
| | <p>Vérifiez qu'aucun objet ne soit coincé dans le fauteuil (dossier, repose-pieds, accoudoir) avant de l'utiliser. Ne jamais faire tomber ou insérer des objets dans les ouvertures. Risque d'accident ou de blessure.</p> |
| | <p>Ne placez pas vos pieds ou vos mains sur le repose-pieds lorsque celui-ci se rétracte. Risque d'accident ou de blessure.</p> |
| | <p>En cas de troubles physiques apparents ou ressentis lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.</p> |
| | <p>Asseyez-vous lentement après avoir vérifié que les boules de pétrissage sont en position de repos. Risque d'accident ou de blessure.</p> |
| | <p>Effectuez un faible massage de stimulation lorsque vous commencez à utiliser le produit. Risque de blessure.</p> |



AVERTISSEMENT



Vérifiez que la borne de terre est installée. Risque d'endommagement ou de choc électrique si la borne de terre n'est pas installée.



Mettez l'appareil hors tension et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation en cas de coupure de courant. Risque d'accident lorsque le courant est rétabli.

Débranchez la fiche d'alimentation en tenant le corps de la fiche et non le cordon. Risque de choc électrique, de court-circuit ou d'incendie.

Débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le fauteuil. Risque d'incendie lié à la dégradation de l'isolation du fait de la poussière ou de l'humidité.

Débranchez toujours le cordon d'alimentation lors de l'entretien du fauteuil. Risque de choc électrique ou de blessure.



Ne faites jamais fonctionner l'appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées. Gardez les ouvertures d'aération libres de peluches, cheveux, et similaires.

N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.

Pour débrancher, mettez toutes les commandes sur la position arrêt, et retirez ensuite la fiche de la prise électrique.

L'appareil est destiné à un usage à domicile.

Des températures suffisamment élevées pour provoquer des brûlures peuvent se produire indépendamment du réglage de la commande. Ne pas utiliser pour un enfant en bas âge, un invalide ou une personne endormie ou inconsciente. Ne pas utiliser sur une peau insensible ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine. Vérifiez fréquemment la peau en contact avec les zones chauffées de l'appareil pour réduire le risque de formation d'ampoules.

Ne pas écraser - Éviter tout pliage excessif.

N'endommagez pas le cordon ou la fiche d'alimentation.

•Ne pas détériorer •Ne pas endommager •Ne pas maltraiter •Ne pas plier ou tirer excessivement.
•Ne pas tordre •Ne pas attacher •Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. •Ne pas coincer le cordon d'alimentation, notamment lors du déplacement du fauteuil.

Ne faites jamais fonctionner cet appareil si son cordon ou sa fiche électrique est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Apportez l'appareil à un centre technique pour qu'il soit examiné et réparé.

Risque de choc électrique, de court-circuit ou même d'incendie en cas d'utilisation ininterrompue de l'appareil.

Ne pas utiliser immédiatement après avoir mangé ou consommé de l'alcool. Risque de nausées, de malaise, d'accident ou de blessure.

Ne pas placer près d'une cuisinière ou d'autres sources de feu, ne pas fumer pendant l'utilisation du fauteuil. Ne pas utiliser sur des tapis chauffés ou tout autre équipement de chauffage. Ne pas faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Eloigner le cordon des surfaces chauffées. Risque d'incendie.

Ne vous tenez pas debout sur le siège et ne montez pas sur le dossier, le repose-pieds, les bras ou les épaules du fauteuil. L'utilisateur ou le fauteuil risque de se renverser et entraîner des blessures ou des accidents.

Ne vous tenez pas debout ou ne vous asseyez pas sur la partie supérieure du dossier, sur l'avant du siège ou sur le repose-pieds quand le fauteuil est incliné. L'utilisateur ou le fauteuil risque de se renverser et entraîner des blessures ou des accidents.

N'essayez pas de vous asseoir ou de vous lever du fauteuil lorsque celui-ci est incliné ou que le repose-pieds est surélevé. L'utilisateur ou le fauteuil risque de se renverser et entraîner des blessures ou des accidents.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT



N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux qui accompagnent le fauteuil. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit.

Ne portez pas de boucles d'oreilles, de colliers, de foulards ou d'autres ornements lorsque vous utilisez le fauteuil. Risque de blessure.

Ne portez pas d'objets durs sur la tête, tels que des parures de cheveux, lorsque vous utilisez le fauteuil. Risque de blessure.

Retirez tout objet dur de vos poches avant d'effectuer le massage des cuisses ou des hanches. Risque d'accident ou de blessure.

Ne pas utiliser lorsque vous êtes nu(e). Les massages directs sur le corps nu peuvent endommager la peau.

Ne pas utiliser sur les zones du coude, du genou, de la tête, de l'abdomen. Ne pas se coincer les mains ou les pieds dans les boules de pétrissage. Risque de blessure.

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et n'éteignez pas l'interrupteur lorsque vous utilisez le fauteuil. Risque d'accident ou de blessure.

Ne dormez pas en utilisant le fauteuil. Risque de problèmes de santé ou de blessure.

Ne déplacez pas le fauteuil lorsque des personnes ou des objets sont dessus. Risque d'accident ou de blessure.

Veillez à ce qu'il n'y ait pas plus d'une personne sur le fauteuil à la fois. Cela pourrait endommager le fauteuil ou provoquer des blessures.

Ne pas essayer avec de la benzine, du diluant pour peinture ou de l'alcool, ni vaporiser avec des sprays pharmaceutiques. Risque d'incendie ou de choc électrique.

Ne doit pas être utilisé à des fins autres que le massage. Cela pourrait causer des dommages ou des accidents.

N'utilisez pas d'autres équipements thérapeutiques pendant l'utilisation de ce produit. Risque de problèmes de santé ou d'accident.

Ne transportez pas le fauteuil seul ou ne le déplacez pas avec les roulettes sur un sol où il se rayera probablement.

Ne renversez pas le fauteuil et ne le soumettez pas à des chocs violents. Risque d'endommagement ou de blessure.

Ne pas utiliser dans des endroits où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ni là où de l'oxygène est administré.

Utiliser uniquement cet appareil pour son usage prévu tel décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Ne transportez pas l'appareil en le tenant par le cordon d'alimentation ou en utilisant le cordon comme poignée.

Ne faites jamais fonctionner l'appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées. Gardez les ouvertures d'aération libres de peluches, cheveux, et similaires.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.



AVERTISSEMENT

Ne faites jamais fonctionner cet appareil si son cordon ou sa fiche électrique est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Apportez l'appareil à un centre technique pour qu'il soit examiné et réparé.

Éloignez le cordon des surfaces chauffées.

Faites attention lors de l'utilisation des surfaces chauffées. Celles-ci peuvent causer de graves brûlures. Ne les utilisez pas sur des zones de peau insensibles ou en cas de mauvaise circulation. L'utilisation de la chaleur sans surveillance par des enfants ou des personnes invalides peut être dangereuse.

Tenez les enfants éloignés du repose-pied déployé (ou d'autres pièces similaires).

Branchez cet appareil uniquement à une prise correctement mise à la terre. Consultez les instructions de mise à la terre.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient encadrées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance

N'écoutez pas à un volume élevé.
Une écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

DANGER - Pour réduire le risque d'électrocution :

- 1) Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.
- 2) Ne jamais utiliser d'épingles ou d'autres attaches métalliques avec cet appareil.
- 3) Examinez soigneusement le revêtement avant chaque utilisation. Mettez l'appareil au rebut si le revêtement présente des signes de détérioration, tels que des fissures, des cloques ou des craquelures.
- 4) Gardez l'appareil au sec - Ne l'utilisez pas dans des conditions humides ou mouillées.

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

- 1) Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre ou de retirer des pièces.
- 2) Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- 3) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants, d'invalides ou de personnes handicapées.
- 4) N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- 5) N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service pour qu'il soit examiné et réparé.
- 6) Ne portez pas cet appareil par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
- 7) Tenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- 8) Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsque les ouvertures d'aération sont obstruées. Veillez à ce que les ouvertures d'air soient exemptes de peluches, de cheveux, etc.
- 9) Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture.
- 10) N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- 11) N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où des produits en aérosol sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
- 12) Pour débrancher l'appareil, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise de courant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


- 13) Des températures suffisamment élevées pour provoquer des brûlures peuvent se produire quel que soit le réglage de la commande. N'utilisez pas l'appareil sur un nourrisson ou un invalide, ou sur une personne endormie ou inconsciente. Ne l'utilisez pas sur une peau insensible ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine. Vérifiez fréquemment la peau en contact avec la zone chauffée de l'appareil afin de réduire le risque de formation de cloques.
- 14) N'écrasez pas - Évitez les plis brusques.
- 15) Ne vous tenez pas debout sur ou dans l'appareil. N'utilisez l'appareil qu'en position assise.
- 16) Tenez les enfants à l'écart du repose-pieds (ou d'autres pièces similaires).
- 17) Ne branchez cet appareil que sur une prise de courant correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
- 18) N'utilisez pas le masseur à proximité de vêtements amples ou de bijoux.
- 19) Tenez les cheveux longs à l'écart de l'appareil pendant son utilisation.
- 20) Cet appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur.

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque d'électrocution. Ce produit est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

DANGER - Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil - si elle n'est pas adaptée à la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 120 V et possède une fiche de mise à la terre qui ressemble à la fiche illustrée dans le croquis A de la figure ci-dessous. Assurez-vous que le produit est branché sur une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit.



Placer le fauteuil de massage


Lieu d'installation

Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour que le fauteuil de massage puisse être incliné, et que l'arrière du fauteuil de massage soit éloigné d'au moins 4 inches du mur.

N'exposez pas le fauteuil de massage à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées (devant un appareil de chauffage, par exemple). Placez le fauteuil de massage à l'abri des températures élevées et de la lumière directe du soleil. Pour une utilisation à long terme dans des endroits prévus à cet effet, il est recommandé de poser des coussins souples. Lorsque le tapis est posé à plat, sa taille doit être suffisante pour couvrir la zone de contact de l'appareil avec le sol et la zone de contact des pieds avec le sol.



ATTENTION



Instructions de levage du produit


Soutenez les côtés inférieurs du support et le côté arrière, puis soulevez et déplacez l'appareil. Comme l'appareil est lourd, soyez prudent lorsque vous le portez afin d'éviter de vous fatiguer le dos.

(Le levage de cette machine doit être effectué par au moins trois personnes).

1. Veuillez soulever le fauteuil de massage pour le déplacer sur des surfaces fragiles telles que des planchers en bois.
2. Il est recommandé de soulever le fauteuil de massage lorsqu'il est déplacé sur un sol en bois. Vous éviterez ainsi d'endommager les roulettes. Lorsque vous soulevez et déplacez le sol dans une position désignée et que vous l'abaissez, veillez à garder vos mains à l'écart afin d'éviter tout dommage et à ne pas vous faire écraser les pieds. Ne lâchez pas la machine tant qu'elle n'est pas complètement à plat afin d'éviter tout dommage ou blessure.



ATTENTION



Placer le fauteuil de massage

Méthode mobile

Utilisez les roulettes arrière pour déplacer le fauteuil de massage.

Selon la méthode indiquée sur l'image, inclinez le fauteuil vers le bas et vers l'arrière d'environ 45° pour le déplacer.

(Le transport de cette machine à l'aide des roulettes doit être effectué par deux personnes ou plus.).

Utilisez les roulettes arrière pour déplacer le fauteuil de massage.

Selon la méthode indiquée sur l'image, inclinez le fauteuil vers le bas et vers l'arrière d'environ 45° pour le déplacer.

2. Le produit doit être laissé vide lors du déplacement. Ne laissez pas de personnes, d'animaux ou de débris sur le produit.


3. Utilisez les roulettes pour vous déplacer et ne franchissez pas d'obstacles dont la dénivellation est supérieure à 2 cm ou dont l'espacement est supérieur à 2 cm.

4. Lorsque vous utilisez des roulettes pour déplacer ce produit, un seul mouvement continu n'est pas possible.

Si la distance dépasse 50 mètres, déplacez le produit lentement et régulièrement.



ATTENTION




Instructions de montage

Instructions de montage pour l'accoudoir

Étape 1

Insérez le faisceau de câbles et le tuyau d'air de l'armature en acier dans la prise de l'accoudoir et la prise du tuyau d'air, respectivement, et fixez-les solidement.



Étape 2

Soulevez l'extrémité avant de l'accoudoir et inclinez-le, puis placez l'extrémité arrière de l'accoudoir avec le rouleau dans le côté du corps principal, et poussez l'accoudoir vers l'arrière et vers le haut, et poussez le rouleau jusqu'à la position limite de la fente.





Illustration de la position d'accostage du crochet

Étape 3


Appuyez sur l'extrémité avant de la main courante vers le bas et la position du crochet sur la main courante est suspendue dans le tube de l'ensemble de cadre en acier ; la position de la vis sur le côté avant de la main courante est alignée avec l'ensemble du cadre en acier pour révéler qu'il est assemblé en place ; et Utilisez 2 entretoises et 2 vis à tête creuse à six pans creux pour le verrouillage.




Instructions de montage

Instructions d'assemblage du contrôleur


- Étape 1** Branchez le cordon du panneau de commande
*Insérez la borne selon la position de la rainure et fixez le raccord.





- Étape 2** Alignez le support avec le trou avant de l'accoudoir (à droite) et fixez-le avec des vis M5*16.



- Étape 3** Une fois que tout le support est installé, secouez légèrement le support pour vérifier qu'il est bien installé ; l'installation du support est terminée.



- Étape 4** Mettez l'interrupteur en marche et inclinez le fauteuil de massage (après la mise en marche, le fauteuil de massage se lève automatiquement).




*Alignez d'abord le bas, puis installez le haut.

Instructions de montage


■ Instructions d'assemblage pour le repose-pieds

Étape 1 Soulevez le coussin du siège.



*Il sera plus facile à manipuler si vous le soulevez.


Étape 2 Insérez le câble et le tube du repose-pieds dans le connecteur avant de l'ensemble du cadre en acier.



*Lorsque vous branchez le connecteur, veillez à ne pas tenir le cordon.

*Insérez fermement jusqu'à la base.


Étape 3 Soulevez le repose-pieds, placez-le dans la fente, puis rabattez le couvercle de fixation vers le bas, en le fixant à l'aide de deux vis M5*16.



Avant l'utilisation

Vérifier l'environnement

Assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux ou d'autres objets autour de l'appareil.





Avant l'utilisation

Capteur anti-pincement du repose-pieds

Description du capteur anti-pincement du repose-pieds

Ce produit est doté d'une fonction anti-pincement dans le repose-pieds. Pendant le massage, si le capteur détecte un corps étranger sous le repose-pieds, à l'arrière du repose-pieds ou sur la semelle du repose-pieds, la fonction anti-pincement se déclenche, le fauteuil de massage est temporairement suspendu et le contrôleur affiche un message d'avertissement. Après avoir retiré le corps étranger, appuyez sur le bouton "OK" pour reprendre le massage.




Message d'avertissement anti-pincement du repose-pieds

Avant l'utilisation


Allumez l'alimentation




ATTENTION



1 Accès au cordon d'alimentation du produit



2 Instructions de mise sous tension



3 Allumez l'interrupteur d'alimentation (position "I").




AVERTISSEMENT

- Veuillez vérifier si le cordon d'alimentation et la fiche d'alimentation sont endommagés avant utilisation.
- Veuillez fournir de l'énergie à ce produit conformément aux exigences calibrées en matière de puissance de travail de ce produit.
- Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation autre que l'alimentation nominale de ce produit.
- Il est strictement interdit de connecter divers dispositifs de conversion d'alimentation pour alimenter ce produit sans autorisation.

Noms et fonctions de chaque pièce

Unité principale

Face avant



01.Oreiller (Massage de la nuque par air / chauffage)

02.Lampe LED pour la tête

03.Dossier

S'appuyer confortablement sur le dossier

04.Panneau de commande à distance

Démarrer le massage

05.Chauffage du dossier

Chauffage intégré dans le dossier

06.Chauffe-bras

Chauffage intégré à l'avant de la section des bras

07.chauffage du mollet

Chauffage intégré sur le côté du mollet

08.Capteur anti-pincement

09.Lumière LED d'ambiance

10.Haut-parleurs numériques 3D

Profitez de la musique grâce au Bluetooth ou à la musique intégrée.


11.Touches rapides

Accès rapide à diverses fonctions


12.Détection automatique de la longueur des jambes

Ajuste automatiquement la longueur du repose-pieds.


13.Capteur de mouvement à lumière LED



Accessoires



Coussin d'assise




Coussin de semelle

Noms et fonctions de chaque pièce


Unité principale

Dossier



- 01. Poignée
Soulever le fauteuil de massage
- 02. Interrupteur/cordon d'alimentation
Mise sous tension/hors tension
- 03. Roulette porteuse

Zone de massage




- 04. Cou
Massage à air pour la nuque
- 05. Epaule
Massage à l'air pour les épaules
- 06. Dos (unité de massage supérieure)
Massage de l'ensemble du dos, de la nuque au dos.
- 07. Bras
Massage à pression d'air pour les bras
- 08. Côté siège
Massage à air autour du bassin
- 09. Siège (unité de massage inférieure)
Massage du bas du dos et de l'arrière des cuisses.
- 10. Mollets
Massage pneumatique des mollets
- 11. Dos du mollet
Massage au rouleau pour l'arrière du mollet
- 12. Pieds
Massage à l'air du pied
- 13. Semelle du pied
Massage à rouleaux de la plante du pied

 Mécanisme de massage double
Plage de fonctionnement

Noms et fonctions de chaque pièce


Télécommande



01. Bouton d'alimentation : Allume et éteint l'appareil

02. Commande : Affichage/opération des différents éléments/contenus

Fonctions intégrées




03. Port de charge USB

04. Chargeur sans fil

Noms et fonctions de chaque pièce

Touches rapides



01. Bouton d'alimentation : Allume et éteint l'appareil

02. Bouton rotatif : Règle l'angle d'inclinaison du fauteuil de massage

Relever le dossier



Abaisser le dossier

03. Pause : Tous les mouvements pause/reprise

04. Gravité zéro : Inclinaison jusqu'à la position de gravité zéro/ Redressement (restauration)

05. Chauffage : Activation/désactivation de l'ensemble du chauffage

06. Neck air : Activation/désactivation de l'air dans la nuque

07. Massage des jambes : Active/désactive le massage des pieds et des mollets à l'aide d'un rouleau.

08. Favoris : Sélectionnez vos cours automatiques préférés

Menu principal

RECOMMENDER

○ Vous pouvez rapidement choisir l'un des trois cours de massage recommandés selon vos préférences.



01.GENTLE : Démarre le cours MEDITATION

02.STRETCH : Démarre le cours DYNAMIC

03.DEEP TISSUE : Démarre le cours SHIATSU.

04.HOME : Accède au menu d'accueil

05.Barre de sélection de la langue : Sélectionne la langue d'affichage

06.POWER : Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil

07.PAUSE : Mise en pause de toutes les opérations/ reprise

08.DIY COURSE (cours personnalisés) : Créez et exécutez un cours personnalisé

09.FAVORITE : Affiche/sélectionne les cours les plus fréquemment utilisés dans une liste de classement.

10.AUTO : Passez à la sélection automatique des cours

11.MANUAL : Aller à la sélection manuelle des massages

12.HEALTH : Aller au scanner de la santé pour générer un cours de massage recommandé


13.SETTING : Permet d'accéder aux différents réglages

14.BACK (retour) : Retourner à l'écran de fonctionnement du massage.

(pendant l'opération de massage)

15.Affichage Bluetooth : Affiche l'état de la connexion Bluetooth.

HOME



01.RECOMMEND : Permet d'accéder au menu de recommandation.

02.AUTO COURSE : Passez à la sélection automatique du parcours.


03.MANUAL : Passez à la sélection manuelle des massages.

04.FAVORITE : Affiche/sélectionne les cours les plus fréquemment utilisés dans une liste de classement

05.DIY COURSE : Créez et exécutez des cours personnalisés

Réglages divers

PARAMÈTRE



01. Language : Sélection de la langue d'affichage

02. Bluetooth : Sélectionnez ON / OFF / AUTO

03. Screen Brightness : La luminosité peut être réglée

04. Relaxation Sound : Allumer/éteindre, changer la musique de fond

05. Auto Upright (redressement automatique) : Réglez le dossier pour qu'il se relève automatiquement à la fin du massage.

06. LED : Allumez/éteignez la lumière LED pendant le massage.

07. LED Motion Sensor : Activer/désactiver la fonction du détecteur de mouvement à LED.

Lorsque cette fonction est activée, le fauteuil de massage allume automatiquement toutes les LED externes pendant xx secondes lorsque l'utilisateur s'approche de la face avant du fauteuil de massage.
(※L'interrupteur doit être sur "ON")

08. Child Lock : Régler Sécurité enfants

Pour déverrouiller le fauteuil de massage

Appuyez et maintenez la touche de verrouillage ci-dessus pendant 5 secondes

Paramètres Bluetooth

• Il existe trois modes de paramétrage de la fonction Bluetooth.

Bluetooth OFF AUTO : La fonction Bluetooth est désactivée

Bluetooth ON AUTO : Le nom de l'appareil du fauteuil peut être recherché par l'appareil de l'utilisateur.

Bluetooth ON AUTO : Le fauteuil se connecte automatiquement au dernier appareil connecté lors de la mise sous tension.

Comment utiliser le parcours automatique

1. Sélectionnez le cours automatique



01.Sélectionnez une catégorie : Changer de catégorie de cours

02.Cours automatique : Sélectionnez un cours automatique

03.Description du cours : Affiche la description du cours automatique.

• Exemple de description du cours automatique : REJUVENATE



• Affiche le contenu détaillé de chaque cours.

Comment utiliser le parcours automatique

■ auto cours détails

○REJUVENATE

SWEDISH : Un cours pour tout le corps qui utilise des mouvements doux et relaxants et des techniques de pétrissage.

REVIVE : Offre une expérience de massage polyvalente, insufflant de la vitalité au corps par le biais de diverses techniques et d'étirements des jambes.

RESTORE : Relaxant avec des massages complets qui relâchent la pression lombaire en position de gravité zéro.

SHIATSU : Ce massage se concentre sur diverses techniques d'acupression pour relâcher les tensions et favoriser la circulation, y compris l'étirement des jambes.

ENERGIZE : Massage en profondeur des muscles du dos, relâchant les tensions grâce à des techniques rapides pour stimuler la vitalité.

○STRETCH

THAI : Des massages d'étirement en profondeur inspirés des techniques traditionnelles thaïlandaises pour favoriser la flexibilité de la taille et des jambes.

DYNAMIC : Des étirements fluides et continus pour le dos, les jambes, les bras et les épaules, sans maintien prolongé.

STATIC : Étirements lents et intenses pour maintenir la relaxation des muscles et des articulations pendant de longues périodes, améliorant ainsi la flexibilité générale.

DEEP : le corps est entièrement incliné pour améliorer l'expérience d'étirement grâce à l'acupression et à la traction lombaire en 3D.

RELAX : combine de manière transparente diverses fonctions d'étirement pour offrir une expérience d'étirement calme et confortable.

○FOCUS

NECK : Se concentre sur le soulagement de la fatigue de la nuque.

UPPER BACK : Soulagement de la fatigue du dos.

LOWER BACK : L'accent est mis sur le soulagement de la fatigue du bas du dos.

LEGS : L'accent est mis sur le soulagement des jambes et des pieds.

GLUTES : Soulager les fessiers et les hanches.

○RELAX

UNWIND : Touches douces et diverses fonctions de massage pour une relaxation complète.

CALM : Techniques de toucher douces, étirements et massages détendus créant un sentiment de confort et de calme.

DREAM : Induction d'un sommeil confortable, contraction et relaxation douces des massages sur fond de musique relaxante.

COMFORT : Induction d'un sommeil confortable, contraction et relaxation douces des massages sur fond de musique relaxante.


MEDITATION: Des massages shiatsu doux dans une position d'apesanteur, sur une musique apaisante, créant un espace de tranquillité propice à une relaxation profonde et à la concentration.

Comment utiliser le parcours automatique


2. Détection automatique de la courbe du dos/ de la position des épaules

○Scanner corporel

* Veuillez retourner l'oreiller pendant le balayage corporel.



Page de balayage du corps




Message en cas d'échec du balayage corporel

- Veuillez à ce que votre dos et votre tête soient fermement appuyés contre le dossier pendant le balayage.
- Si la détection des épaules échoue, réglez correctement la position assise et appuyez sur "RESTART".
- Si vous appuyez sur "SKIP", la détection automatique ne sera pas effectuée et vous pourrez régler manuellement la position de l'épaule.

○Régler manuellement la position de l'épaule



Page de réglage de la position de l'épaule




- Si la position de l'épaule n'est pas précise après le balayage automatique du corps, appuyez sur ▼▲ pour l'ajuster.
- Appuyez sur "CONFIRM" ou attendez 8 secondes sans appuyer sur aucun bouton pour confirmer la position des épaules et commencer le massage.

Comment utiliser le parcours automatique

3. Démarrer le parcours automatique

○Explication de la page pendant l'opération de parcours automatique



01.Afficher le cours : Affiche le cours sélectionné

02.Minuterie : Affiche le temps de massage restant/Réglage de la durée du massage ± 5 minutes (Max. 40 minutes, Min. 5 minutes)

03.Affichage de la technique de massage : Affiche la technique de massage actuelle

04.Compression : Affiche l'intensité actuelle du massage par pression d'air

05.Back strength : Affiche l'intensité de l'unité de massage supérieure

06.ADJUSTMENT : Réglez l'angle du dossier et des mollets séparément.

07.COMPRESSION : Sélectionner les régions de massage pneumatique

08.HEATER : Activation/désactivation de différentes zones de chauffage

09.ZERO GRAVITY : Entrer en position d'apesanteur/ Position debout

10.CALF ROLLER : Activer/désactiver les rouleaux pour mollets

11.FOOT ROLLER : Activation/désactivation des rouleaux de pied

12.COMPRESSION : Permet de régler l'intensité de tous les airbags.


13.FULL RECLINE : Permet de régler l'angle global du dossier et du repose-pieds vers le haut ou vers le bas.

14.BACK STRENGTH : Permet de régler l'intensité de l'unité de massage supérieure.

Comment utiliser le parcours automatique

■ Pages de réglage variées

○ Réglage individuel des parties



- 01.LEG IN/OUT : Permet de régler la longueur des jambes
- 02.LEG UP/DOWN : Réglage de l'angle des jambes
- 03.FULL RECLINE : Permet de régler l'ensemble des angles du fauteuil en une seule fois
- 04.BACK RECLINE : Réglage de l'angle du dossier

○ Page de réglage du massage pneumatique



- 05.Airbags individuels : Activer/désactiver les airbags individuels.
- 06.FULL BODY : Activer/désactiver tous les airbags

○ Page de réglage du chauffage



- 07.Chauffages individuels : Allumer/éteindre chaque appareil de chauffage séparément
- 08.ALL : Allumer/éteindre tous les chauffages

Comment utiliser le parcours manuel


1. Détection automatique de la courbe du dos/ de la position des épaules

○ Scanner corporel

* Veuillez retourner l'oreiller pendant le balayage corporel.



Page de balayage du corps




Message en cas d'échec du balayage corporel

- Veillez à ce que votre dos et votre tête soient fermement appuyés contre le dossier pendant le balayage.
- Si la détection des épaules échoue, réglez correctement la position assise et appuyez sur "RESTART".
- Si vous appuyez sur "SKIP", la détection automatique ne sera pas effectuée et vous pourrez régler manuellement la position de l'épaule.

○ Régler manuellement la position de l'épaule



Page de réglage de la position de l'épaule



- Si la position de l'épaule n'est pas précise après le balayage automatique du corps, appuyez sur ▼▲ pour l'ajuster.
- Appuyez sur "CONFIRM" ou attendez 8 secondes sans appuyer sur aucun bouton pour confirmer la position des épaules et commencer le massage.

Comment utiliser le parcours manuel


2.Sélectionnez votre technique de massage préférée

○Sélectionnez la technique de l'unité de massage supérieure



- 01.Passez de l'unité de massage supérieure à l'unité de massage inférieure
- 02.BACK STRENGTH : 5 niveaux
- 03.HAND SPEED : 5 niveaux
- 04.HAND WIDTH : 5 niveaux de réglage de la largeur de la boule de massage (uniquement pour les techniques de tapotement/roulement)
- 05.HAND POSITION : Plage de massage sélectionnable, ponctuelle/partielle/entière
- 06.Sélection des techniques de massage : Arrêt et 19 techniques de massage sélectionnables
- 07.Mix : Jusqu'à 4 techniques de massage peuvent être combinées dans l'ordre de votre choix pour créer l'expérience de massage idéale. Chaque technique dure environ 40 secondes avant de passer à la suivante. Vous pouvez modifier l'ordre des techniques mélangées en fonction de vos préférences.

○Sélectionnez la technique de massage de l'unité de massage inférieure



- 08.BACK (retour) : Retourner à l'écran de fonctionnement du massage.
- 09.HAND SPEED : 5 niveaux
- 10.HAND WIDTH : 5 niveaux
- 11.HAND POSITION : Seule une place est disponible pour l'unité de massage inférieure
- 12.Sélection de la technique de massage : Les techniques de massage Stop et 10 sont sélectionnables.
- 13.Mix : Jusqu'à 4 techniques de massage peuvent être combinées dans l'ordre de votre choix pour créer l'expérience de massage idéale. Chaque technique dure environ 40 secondes avant de passer à la suivante. Vous pouvez modifier l'ordre des techniques mélangées en fonction de vos préférences.


※Tabulation à nouveau d'une technique sélectionnée dans la zone de sélection des techniques de massage(06/12)

※Tabulation à nouveau d'une technique sélectionnée dans la zone Mix sélectionnée(07/13) : Suppression de la technique sélectionnée.

Comment utiliser le parcours manuel

3. Démarrer le cours manuel

○ Écran de fonctionnement du cours manuel



01. Afficher le cours : Affiche le cours sélectionné

02. Minuterie : affiche le temps de massage restant/±5 minutes Ajustez le temps de massage (Max. 30 minutes, Min. 5 minutes)

03. Compression : Affiche l'intensité de la pression d'air actuelle du massage

04. Back Strength : Affiche l'intensité de l'unité de massage supérieure

05. ADJUSTMENT : Permet de régler l'angle du dossier et des mollets séparément.

06. COMPRESSION : Permet de régler l'intensité du massage à air.

07. HEATER : Activation/désactivation des différentes zones de chauffage

08. ZERO GRAVITY : Entrer dans la position de gravité zéro/la position verticale.

09. CALF ROLLER : Activer/désactiver les rouleaux pour les mollets.

10. FOOT ROLLER : Activation/désactivation des rouleaux de pieds

11. COMPRESSION : Réglez l'intensité de tous les airbags.

12. MASSAGE TECHNIQUE : Affiche la technique de massage actuelle de l'unité de massage supérieure / change de technique de massage. Tabulation pour changer de technique de massage

13. BACK STRENGTH : Permet de régler l'intensité de l'unité de massage supérieure.

Comment utiliser le parcours manuel

Liste des techniques de massage

● Unité de massage supérieure

| Techniques de massage | Intensité du massage | Vitesse de massage | Largeur du massage | Position du massage |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Stop | ● | — | ● | Spot |
| Knead Up | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| Knead Down | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| 4D Knead Up | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| 4D Knead Down | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| Tapping | ● | ● | ● | Spot / Partial / Whole |
| 4D Tapping | ● | ● | ● | Spot / Partial / Whole |
| Wavelet | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| 4D Wavelet | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| Rolling | ● | ● | ● | Partial / Whole |
| Shiatsu | ● | ● | ● | Spot |
| Stretch Shiatsu | ● | — | ● | Spot / Partial / Whole |
| Deep Shiatsu | ● | — | ● | Spot |
| Shoulder Grasp | ● | ● | — | Massage on shoulder position |
| 3D Knead Up | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| 3D Knead Down | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| 3D Tapping | ● | ● | ● | Spot / Partial / Whole |
| 3D Wavelet | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| Palmar Knead Up | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |
| Palmar Knead Down | ● | ● | — | Spot / Partial / Whole |

● Mécanisme de massage inférieur



| Techniques de massage | Intensité du massage | Vitesse de massage | Largeur du massage | Position du massage |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Stop | — | ● | ● | Spot |
| Knead Up | — | ● | — | |
| Knead Down | — | ● | — | |
| 4D Knead Up | — | ● | — | |
| 4D Knead Down | — | ● | — | |
| Tapping | — | ● | ● | |
| 4D Tapping | — | ● | — | |
| Wavelet | — | ● | — | |
| 4D Wavelet | — | ● | — | |
| Palmar Knead Up | — | ● | — | |
| Palmar Knead Down | — | ● | — | |

Comment utiliser le bilan de santé

■ Qu'est-ce que le bilan de santé ?


- Il détecte les informations physiques de l'utilisateur et recommande un parcours automobile adapté à la condition physique de l'utilisateur en fonction des résultats du balayage.

1. Balayage des doigts




- Placez l'index de votre main gauche sur le capteur situé à l'avant de l'accoudoir, en veillant à ce qu'il soit entièrement recouvert. Appuyez sur la touche "SCAN" pour lancer le balayage du doigt. Attendez le résultat, puis appuyez sur la touche "START" pour lancer le cours recommandé.

2. Restez détendu pendant l'examen du doigt.



- Ne bougez pas votre index pendant le balayage et asseyez-vous de manière détendue dans le fauteuil de massage.
- Si un massage recommandé ne peut être généré, veuillez rescanner votre index.

3. Une fois le balayage terminé, appuyez sur "Start" pour entrer dans le cours de massage.




- Appuyez sur "COMMENCER" ou attendez 8 secondes pour démarrer le parcours automatique recommandé.
- Pour annuler, appuyez sur "SORTIE".

Comment utiliser les favoris

■ À propos des favoris

○ Affichage de la page des favoris



- Affiche automatiquement des cinq cours d'auto les plus fréquemment utilisés.
- Sélectionnez le cours favori et commencez le massage.

Comment utiliser le PROGRAMME DIY

■ Qu'est-ce que le PROGRAMME DIY ?

- Toutes les actions de massage et tous les réglages effectués pendant l'enregistrement du cours de bricolage peuvent être sauvegardés pour un maximum de 4 cours de bricolage et chargés en tant que cours de massage créé par l'utilisateur.

[Éléments soumis à l'enregistrement]

- Informations sur le scanner corporel
- Mouvement de massage
- Réglage du chauffage
- L'heure (jusqu'à 20 minutes)
- Réglage du massage à air
- Angle d'inclinaison
- Réglage du rouleau pour les mollets et les pieds


1. Appuyez sur "RECORD"

- Si une fenêtre contextuelle apparaît pour indiquer que des données ont déjà été enregistrées, sélectionnez "YES" pour les écraser ou "NO" pour les annuler.



Comment utiliser le PROGRAMME DIY

Enregistrer



2. Effectuez un balayage corporel

- Pour plus d'informations sur le balayage corporel, voir page 71.

3. Sélectionnez l'action de massage pour chaque unité de massage

- Après la sélection, appuyez sur la touche retour ou attendez 15 secondes sans aucune commande pour accéder à la page d'opération de massage.




L'état de l'enregistrement est affiché

Comment utiliser le PROGRAMME DIY

4. Actions pendant l'enregistrement

- Les différents mouvements ou réglages du massage sont enregistrés dans l'ordre chronologique.
- L'angle d'inclinaison est préréglé en position initiale. Régler l'angle souhaité.
- Si vous arrêtez l'enregistrement au milieu, le fait d'appuyer sur "●" ou sur une autre option du menu mettra l'enregistrement en pause et une fenêtre contextuelle apparaîtra.
- Pour poursuivre l'enregistrement, appuyez sur "KEEP RECORDING".
- Pour sauvegarder l'enregistrement, appuyez sur "SAVE".
- Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur "CANCEL".


Bouton Enregistrer



Page de pause d'enregistrement

Page d'enregistrement du DIY


5. Sauvegarde automatique à la fin de l'enregistrement



- Une fois la durée d'enregistrement terminée, l'enregistrement est automatiquement sauvegardé dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Après avoir sauvegardé les données du cours de DIY, les boutons "RECORD" et "LOAD" s'allument.

6. Comment charger le COURS DIY


- Appuyez sur un bouton "LOAD" pour démarrer le cours de bricolage dans un créneau sauvegardé.
- ✳ Le cours de bricolage se déroule uniquement tel qu'il a été enregistré. Aucun ajustement n'est autorisé pendant le cours de bricolage.




Comment utiliser l'appareil de chauffage

Réglages du chauffage

- Vous pouvez choisir vos positions de chauffage préférées
- Lorsque vous utilisez la chaleur sans massage, la durée de chauffage peut être réglée à 30 minutes maximum.




Page de réglage du chauffage





A propos du chauffage du dos et de l'abdomen


- Le châle a une fonction chauffante pour le dos/la taille ; lorsqu'il est placé devant le corps, il peut réchauffer la poitrine et l'abdomen, il peut réchauffer la poitrine et l'abdomen.



Zone de chauffage



Pour le dos



Pour l'abdomen

Précautions d'utilisation du châle chauffant

1. Placement et utilisation corrects



Lorsque vous utilisez le chauffage sur le dos, placez-le des deux côtés du dossier pour éviter le passage de l'appareil de massage et utilisez-le après avoir fixé sa position à l'aide d'aimants.

2. Placement et utilisation incorrects

Lorsque vous utilisez le chauffage sur le dos, ne le placez pas sur la zone de massage centrale (au milieu du dossier) et ne l'utilisez pas dans une position croisée. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements ou des blessures.




ATTENTION



Utilisation d'autres fonctions

■ Utilisation de la sécurité enfant

- La fonction "Verrouillage enfants" est destinée à empêcher les enfants d'utiliser l'appareil par erreur.



La page verrouillée s'affiche


■ Méthode de connexion Bluetooth

1. Entrez dans le menu principal de l'appareil intelligent, ouvrez "Paramètres", sélectionnez l'option "Bluetooth", activez "Bluetooth", et automatiquement "Rechercher de nouveaux appareils Bluetooth".
2. L'appareil recherche le modèle Bluetooth correspondant (MR8000-XXXXXXX). Cliquez sur le bouton d'appairage. Si l'appareil vous demande de l'appairer, sélectionnez "Appairer" pour terminer l'appairage.
3. Ouvrez le lecteur de musique de l'appareil intelligent et sélectionnez une chanson à lire.


Après utilisation

■ Rangement après utilisation


- Éteignez le fauteuil de massage, débranchez l'adaptateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation comme indiqué ci-dessous



Interrupteur d'alimentation



Retirez la fiche d'alimentation




Retirez le cordon d'alimentation

Nettoyage et entretien

Nettoyer le cuir PU et les pièces en plastique

Essuyer la peau avec un chiffon doux et sec

- N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l'essence, etc. pour nettoyer l'appareil.
- Lors de l'utilisation de produits d'entretien du cuir disponibles dans le commerce (chiffons), veuillez suivre les instructions d'utilisation.
- Si le cuir PU est particulièrement sale, essayez-le de la manière suivante :
 - ① Immergez un chiffon doux dans de l'eau ou de l'eau chaude contenant 3% à 5% de détergent neutre, puis essorez-le soigneusement.
 - ② Utilisez le chiffon doux ci-dessus pour essuyer la surface en cuir.
 - ③ Essuyez la solution de nettoyage avec un chiffon imbibé d'eau propre et bien essoré.
 - ④ Essuyez avec un chiffon doux bien essoré.
 - ⑤ Laissez sécher à l'air naturellement.
- Lorsqu'il est difficile de retirer les taches, veuillez immerger une mousse mélamine disponible dans le commerce dans un détergent neutre, puis essuyer la machine avec celle-ci.
- N'utilisez pas un sèche-cheveux pour sécher la surface.
- Comme la couleur du tissu peut tacher la surface du cuir PU, soyez prudent lorsque vous essuyez la chaise avec du denim et des tissus colorés.
- Ne gardez pas ces parties en contact avec du plastique pendant une longue période, car cela provoquera une décoloration.
- Le cuir PU peut se décolorer, donc lors de l'utilisation de colorant pour cheveux, veuillez couvrir la partie touchée avec une serviette.



Dépannage

| | |
|----------|--|
| Problème | Lorsque le mécanisme des mollets ou le dossier atteint une certaine position, appuyez sur le bouton de réglage correspondant et il ne changera plus, et un "bip, bip" continu sera émis. |
| Solution | En raison de la conception de la structure du produit et des exigences ergonomiques, ce produit a une conception de protection limitée pour l'état limite du réglage de l'attitude. En même temps, un rappel sonore est émis lorsque la limite est atteinte. |

| | |
|----------|---|
| Problème | La fonction ne fonctionne pas ou certaines fonctions ne fonctionnent pas après la mise sous tension de la machine. |
| Solution | Après avoir mis l'appareil en marche en appuyant sur la touche d'interrupteur, il est nécessaire de sélectionner manuellement un cours de massage automatique ou un autre état de fonctionnement. s'il n'est pas utilisé, l'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes. Si le mode de fonctionnement manuel est sélectionné, les fonctions qui ne sont pas sélectionnées peuvent être désactivées et le mode de travail doit être réglé manuellement en mode manuel. |

| | |
|----------|--|
| Problème | La machine émet un bruit de frottement du cuir lorsqu'elle ajuste sa position. |
| Solution | Ce produit adopte un cuir anticorrosion de haute qualité qui répond aux exigences de protection de l'environnement. En raison des caractéristiques inhérentes aux matériaux en cuir, il y aura un léger bruit normal lors du frottement au mouvement relatif, ce qui est un phénomène normal. Remarque : si vous entendez un bruit de déchirement du tissu ou du cuir lorsque la machine est en marche, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et faire appel à un professionnel. |


| | |
|----------|--|
| Problème | Les rouleaux de massage n'atteignent pas la position des épaules ou du cou. |
| Solution | Si la tête ne touche pas l'appui-tête ou si le dos ne touche pas le dossier, la position des épaules peut être inférieure à la position réelle lors du processus de détection de la forme du corps. Asseyez-vous dans la position la plus profonde du fauteuil, posez votre tête sur l'appui-tête, puis recommencez l'opération depuis le début. |

| | |
|----------|---|
| Problème | L'appareil est endommagé. Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation chauffe anormalement. |
| Solution | Pour éviter tout accident, veuillez contacter immédiatement le centre de service agréé. |

Pour toute incertitude ou question concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le personnel de service désigné.

Spécifications du produit

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Nom du produit | Massage Chair |
| Modèle | MR8000 |
| Tension nominale | AC110-120V 60Hz |
| Temps nominal | 30 min |
| Puissance nominale | 210W |
| Structure de sécurité | Class I |
| Poids maximum de l'utilisateur | 300lb |
| Pays d'origine | Fabriqué en Chine |

 **Bluetooth**® Le symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par FUJIRYOKI se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

FUJIROYŌKI
